

Überprüfung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

- Periodische Prüfung
 Außerordentliche Prüfung
 Nachkontrolle

	Gerät	Arbeitsanweisung	Prüfkörper
<input type="checkbox"/>	Waschmaschinen <input type="checkbox"/> Bei Verdacht auf Pseudomonaden weitere Differenzierung gewünscht (empfohlen für: Krankenhäuser und weitere medizinische Einrichtungen)	AA-TAD-MET-013	Baumwollläppchen mit in Caso-Boullion verdünntem defibriniertem Blut und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Schuhspülmaschine	AA-TAD-MET-011	Edelstahlplättchen mit heparinisiertem Blut mit Protaminsulfat und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Anästhesiespülmaschine	AA-TAD-MET-009	Schläuche, kontaminiert mit defibriniertem Schafsblut und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Instrumentenspülmaschinen	AA-TAD-MET-010	Schrauben, kontaminiert mit defibriniertem Schafsblut und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	RDG für Bettgestelle und Nachttische	AA-TAD-MET-015	Edelstahlplättchen mit RAMS und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	RDG für Container, Transportwagen und Umlaufbehälter	AA-TAD-MET-016	Edelstahlplättchen mit RAMS und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Überprüfung von Fäkalienspülen (Steckbeckenspülen)	AA-TAD-MET-018	Edelstahlplättchen mit RAMS und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Haushaltsspülmaschinen (1 Prüfkörper)	AA-TAD-MET-017	Edelstahlplättchen mit RAMS und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Haushaltsspülmaschinen iki Empfehlung (3 Prüfkörper)	AA-TAD-MET-017	Edelstahlplättchen mit RAMS und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Eintank- und Gläserspülmaschinen iki Empfehlung (5 Prüfkörper)	AA-TAD-MET-017	Edelstahlplättchen mit RAMS und <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>	Vaporisator	-	Babyflasche mit <i>E. faecium</i> ATCC 6057
<input type="checkbox"/>			

Auftraggeber/Abteilung: _____

Gerät/Modell: _____

Aufstellungsort: _____

Testkeim: Enterococcus faecium ATCC 6057

eingelegt am/durch: _____ **Tel.:** _____

Programm: _____

Verfahren:

A₀-Wert 600 A₀-Wert 60 A₀-Wert _____
 chemisch-thermisch Temperatur/Haltezeit: _____
 thermisch Temperatur/Haltezeit: _____
 chemisch

Spül- und Desinfektionsmittel: _____

Sonstige Zusätze: _____

Dosierung: per Hand automatisch

Test bei: beladener leerer Maschine

